



Г А У З «Республиканская клиническая инфекционная больница
имени профессора А.Ф. Агафонова»

Бактериологическая лаборатория ЛДЦ

Лист: 1

Порядок взятия и доставки грудного молока для бактериологического
исследования

Всего листов:3

РИ 03-ЦБЛ-14-03-2024

Экз.№	Должность	ФИО	Подпись/Дата
Разработал	Врач-бактериолог	Л.М.Сиразутдинова	 /01.07.2024
Утвердил	Заведующая лабораторией	М.Н.Белова	

ПОРЯДОК ВЗЯТИЯ И ДОСТАВКИ ГРУДНОГО МОЛОКА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. Вид клинического материала: грудное молоко

2. Расходные материалы для взятия биоматериала: стерильные одноразовые контейнеры.

3 Взятие биоматериала проводит обследуемая женщина.

4.1 Если взятие проб грудного молока проводится в условиях стационара, то это делается в специально выделенном помещении, в котором должен быть рабочий стол, холодильник, умывальник, бактерицидные лампы.

4.2 Средний медицинский персонал готовит помещение, рабочий стол:

Включает бактерицидную лампу, готовит ватные тампоны, 70° этиловый спирт, маркирует ёмкости – стерильные одноразовые пластиковые контейнеры с широким горлом и завинчивающейся крышкой для взятия проб.

5.1 В день обследования, утром, обследуемая женщина принимает душ и надевает чистое белье. Перед сцеживанием молока она моет руки с мылом, тщательно обрабатывает соски и околососковую область молочных желёз ватными тампонами, смоченными в 70° этиловым спиртом (каждая железа обрабатывается отдельным тампоном).

5.2 Молоко из правой и левой молочной железы собирают в разные ёмкости. Первые 5-10 мл сцеженного молока выливаются, последующие 3-4 мл сцеживаются в стерильные ёмкости, которые подписаны: «справа», «слева». Ёмкости с пробами плотно закрывают.

6.1 Средний медицинский персонал медицинской организации оформляет сопроводительный документ в программе ГИС ЭЗ РТ на каждую порцию биоматериала, в котором указывает:

- ЛПУ, отделение, направившее биоматериал
- ФИО(полностью)пациентки
- дата рождения
- диагноз,
- дата и время взятия биоматериала,
- перечень необходимых исследований
- ФИО врача и медсестры, контактный телефон.



Г А У З «Республиканская клиническая инфекционная больница
имени профессора А.Ф. Агафонова»

Бактериологическая лаборатория ЛДЦ

Лист: 2

Порядок взятия и доставки грудного молока для бактериологического
исследования

Всего листов:3

РИ 03-ЦБЛ-14-03-2024

6.2 Код услуг:

A26.30.009	Микробиологическое (культуральное исследование грудного молока)
------------	---

7 Образцы транспортируют в лабораторию в максимально короткие сроки, но не более 3 часов. В течение этого времени пробы хранятся в холодильнике при $t=+2+8^0$ С. Образцы транспортировать в термоконтейнере с соблюдением температурного режима.

ВНИМАНИЕ!: Молоко, сцеженное накануне, исследованию не подлежит.



Г А У З «Республиканская клиническая инфекционная больница
имени профессора А.Ф. Агафонова»

Бактериологическая лаборатория ЛДЦ

Лист: 4

Порядок взятия и доставки грудного молока для бактериологического
исследования

Всего листов:3

РИ 03-ЦБЛ-14-03-2024

--	--	--	--