

 <b>РКИБ</b>	ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова»	
	Рабочая инструкция	Лист: 1
Порядок отбора и доставки биоматериала для бактериологического исследования на кишечные инфекции		Всего листов: 2
<b>РИ 03-ЦБЛ-16-02-2022</b>		

Экз.№	Должность	ФИО	Подпись/Дата
Разработал	Врач-бактериолог	В.Т.Козлова	<i>Козлова</i> /01.08.2022
Утвердил	Заведующая лабораторией	М.Н.Белова	<i>Белова</i>

## ПОРЯДОК ОТБОРА И ДОСТАВКИ БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

### 1 Используемые материалы.

- Транспортная система Cary Blair (стерильный тампон-зонд, пробирка с агаризованной средой)
- Стерильные пластиковые контейнеры с ложечками.

### 2 Забор на патогенные энтеробактерии (ПЭБ).

2.1 Обученные сотрудники медицинской организации забирают у пациента биоматериал из прямой кишки стерильным зонд-тампоном. Вводят тампон на 2,5-3,0 см за анальный сфинктер. Осторожно вращая зонд-тампон вокруг оси, собирают материал и осторожно извлекают тампон.

Зонд-тампон погружают в пробирку с транспортной средой Cary Blair.

Пробирку маркируют любым способом (несмываемым маркером, этикетками и пр.), обеспечивающим точную идентификацию проб. На них обязательно указывается фамилия, инициалы пациента, дата отбора. Оформляют сопроводительный документ, в котором должны быть указаны: ФИО пациента; дата рождения; медицинская организация (МО), отделение; диагноз; вид материала, посылаемого на исследование; вид исследования; дата обращения в МО; дата и время отбора материала; фамилия лица, производившего отбор материала.

Образцы до отправки в лабораторию могут храниться до 48 часов при  $t=20-25^{\circ}\text{C}$ . При доставке соблюдать условия «холодовой» цепи.

2.2 Фекалии собирают сразу после дефекации из предварительно продезинфицированного, тщательно промытого горшка (без следов дезинфектантов). При наличии в фекалиях патологических примесей - слизь, кровь, хлопья, гной - их следует включить в отбираемую пробу. Фекалии собирают в стерильный одноразовый контейнер в количестве 1-2 г, используя прилагаемую к контейнеру ложечку.

Контейнеры с фекалиями маркируют любым способом, обеспечивающим точную идентификацию проб. На них обязательно указывается фамилия, инициалы пациента, дата отбора. Образцы биоматериала должны быть доставлены в лабораторию в течение 2-3ч при  $t=20-25^{\circ}\text{C}$  с сопроводительным документом.

